

# quick test

## Urinvejsinfektionstest Selvtest

Quicktest Urinvejsinfektionstest er en enkel urintest, som kontrollerer leukocytter, nitritter og blod i urinen. Disse tre faktorer bruges til at diagnosticere en urinvejsinfektion. Testen fortæller resultatet med det samme og for at aflæse dette, udføres en sammenligning af den fuldførte testen med farvediagrammet inkluderet i pakken. Urinvejsinfektion er en sygdom, som rammer millioner af mennesker hvert år. Urinsystemet består af nyrer, urinledere, urinblære og urinrør. Nyrene fjerner overflødig væske og affaldsprodukter fra blodet, og det frigøres under urinering. Urin lagres i urinblæren og tømmes gennem urinrøret.

I gennemsnit passerer ca 0,8 til 2,6 liter urin per dag gennem urinvejsystemet. Mængden varierer afhængigt af, hvor meget væske, der indtages. Mængden af urin, som produceres om natten, er omtrent halvdelen af det, som produceres i løbet af dagen. Når du er rask, er urinen steril: den indeholder vand, salt og affaldsprodukter, men den er helt fri for bakterier og virus.

I de fleste tilfælde opstår en urinvejsinfektion i urinrøret. En urinvejsinfektion, der kun befinder sig i urinrøret, kaldes urinrørsbetændelse. Infektionen kan sprede sig til urinblæren og kaldes så blærebetændelse. Hvis infektionen ikke behandles, kan den sprede sig til nyrene, som kaldes nyrebækkenbetændelse (pyelonefrit). Urinvejsystemets anatomi beskytter sædvanligvis bakterier mod at sprede sig til nyrene, mens urinen passerer ud gennem urinrøret. Hos mænd producerer prostataen et sekret, som hæmmer bakteriel vækst. Hos begge køn er immunforsvaret afgørende for at hindre at en infektion opstår. Til trods for disse beskyttelsesmekanismer opstår infektioner ind imellem.

E. coli, en type bakterier som sædvanligvis findes i tyktarmen, udgør ca 80% af urinvejsinfektioner hos voksne.

### Indhold:

**1stk Urinvejsinfektionstest**  
**1 stk Brugsanvisning**

1. Læs brugsanvisningen, før testen udføres.
2. Anvend ikke testen efter bedst før dato.
3. Anvend ikke testen, hvis pakningen er åben.
4. Åbn testen, når den har nået stuetemperatur, og du er klar til at udføre testen.
5. Prøven skal udføres i et lyst rum.
6. Anvend/udfør testen umiddelbart efter, at pakningen er åbnet.
7. Rør ikke reaktionsområdet, dette kan påvirke resultatet og kan være sundhedsskadeligt.
8. Brug en engangsbeholder.
9. Pakken indeholder en lille pose med Silica tørringsmiddel, denne skal ikke åbnes.
10. Må ikke fryses.
11. Efter udført test skal alt smides ud i en separat pose, og derefter sorteres som restaffald.
13. Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn og dyr.
14. Dette er en in-vitro selvtest, den kun er til udvortes brug. Må ikke indføres i kroppen.

# quick test

### Opbevaring:

Opbevares i stuetemperatur mellem +15C til +30C (59°F to 86°F). Opbevar ikke testen i køleskabet eller fryseren. Udsæt ikke testen for fugt, varme eller sollys før anvendelse. Anvend testen umiddelbart efter, at pakningen er åbnet.

### Forberedelser til urinprøve:

Vask underlivet med vand.

Uriner i en ren beholder, for eksempel en plastikkop. Beholderen må ikke indeholde rester fra f.eks. vaskemidler eller lignende. Denne urinopsamlingsmetode sikrer, at urinen ikke bliver kontamineret. Udfør testen direkte.

### Sådan gør du:

1. Kontroller, at testen ikke har passeret bedst før dato.
2. Klargør urin (urin i en ren beholder)
3. Tag teststrimlen ud af pakningen, gør dig bekendt med reaktionsområdet. Leukocytter, blod og nitritter. Lys rosa er for Leukocytter, hvid er for Nitritter og mørkegult er for blod. Gør dig også bekendt med farvekortet.
4. Dyp teststrimlen med reaktionsområdet ned i urinen i 1 sekund.
5. Tag teststrimlen op og slå forsigtigt strimlen mod kanten af beholderen for at den overflødig urin løber af. Placer så teststrimlen horisontalt med reaktionsområdet.
6. Vent 30-60 sekunder for at reaktionen skal vise sig.
7. Aflæs resultatet ved at sammenligne med det medfølgende farvekort. For at undgå, at farverne på reaktionsområderne skal flyde sammen, skal testen holdes vandret.
8. Identificer den farve, som bedst matcher ved at sammenligne teststrimlen med farvekortet. Hvis der kun er farveændringer i siderne af reaktionsområderne, så anbefales det at foretage en ny test. Testen bør ikke aflæses efter 60 sekunder.

### Begrænsninger af testen:

Substanser som forårsager unormal farve i urinen, som f.eks. nogle stoffer eller noget medicin, kan påvirke farveudviklingen på teststrimlen. Det anbefales derfor at foretage en ny test efter afsluttet medicinering.

### Leukocytter:

Testresultatet indikerer ikke antallet af leukocytter som ved en mikroskopisk kontrol. Den indikerer kun, hvis der findes leukocytter. Høj luftfugtighed og temperatur kan give et positivt resultat. Positive resultater kan også forekomme, hvis urinen kontamineres.

### Nitritter:

Uanset mængden af rosa skal teststrimlen anses som positiv, men hvis det er rosa prikker eller kun rosa på kanterne af teststrimlen, bør testen ikke anses for positiv. Farveudviklingen har intet med mængden af bakterier i urinen at gøre. Testen viser udelukkende, om bakterierne producerer nitritter. Nogle gange kan det være bakterier, som ikke producerer nitritter. Derfor kan et negativt resultat ikke udelukke urinvejsinfektion.

### Blod:

Et falskt positivt resultat kan forekomme nogen gange, hvis der er bakterier i urinen. Der findes forskellige stoffer, som også kan give et falskt positivt resultat. Hvis en kvinde laver testen, når hun er menstruerende, er der risiko for et positivt resultat.

# quick test

Vend for at tjekke dine resultater.

Uanset resultat - Kontakt altid lægen, hvis du har symptomer på urinvejsinfektion

	Product Reference No.		Single use. Do not re-use.
	For in-vitro diagnostic use.		Do not use if the pouch is damaged.
	For Self-Testing use.		Store at 15 - 30°C.
	Caution.		Number of tests in the pack.
	Read product insert before use.		Manufacturer.
	Lot number. (batch)		Expiry date.
	Manufacturer telephone number.		Manufacturer fax number.

ATLAS MEDICAL  
William James House, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WJ,  
UK  
Tel: ++44 (0) 1223 858 910, Fax: ++44 (0) 1223 858 524

CE 0459

ATLAS HOME URINARY TRACT INFECTION TEST

For in-vitro diagnostic and self-testing use  
Store at room temperature (15-30°C)

70021001